

Fotodynamisk (PDT)/Terapi LASER

MMO's TwinFLEX Evolution LASER erbjuder dig som modern tandläkare, en mängd möjligheter och komplement till dina dagliga behandlingar.

Enkel att använda genom förinställda terapier – det är bara att trycka på knappen.


Du kan också programmera egna skraddarsydda inställningar.

Inga pedaler och sladdar – allt styrs via "pennan".

UTVECKLAR INGEN VÄRME!

Detta är viktigt för att slippa nekros i ben eller tand, t ex vid Endo, Parod och implantat där synfältet är begränsat, något som är en risk om du använder t ex en DIOD Mjukvävnadslaser eller Hårdvävnadslaser.

TwinFLEX Evolution 97-200-000



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Infraröd terapeutisk LASER: 70 mW
Våglängd: 780 nm +/-10 nm (Infraröd)
Aktiv halvledare: GaAlAs

Röd terapeutisk LASER: 40 mW
Våglängd: 660 nm +/-10 nm (röd)
Aktiv halvledare: InGaAlP

Laser Terapi / Fotodynamisk terapi (PDT)

Indikationer för bedövning, inflammationer, sterilisering, ledsmärtor, hypersensivitet m.m.

Vill du...

- få utökad bakteriereduktion vid Endo, Parod och Implantat – utan värmeutveckling
- snabbt och skonsamt behandla Herpes, Afte, Munsår, TMD m.m. Oftast helt utan efterbesvär för patienten.
- snabba på blodcirkulation, osseointegration och läkning efter operation m.m.

...då är MMO's Terapi (PDT) Laser något för dig.

Fördelar med TwinFLEX Evolution

- Full effekt ut till spetsen.
- Ergonomiska "pennor" för åtkomlighet.
- Autoklaverbara "spetsar".
- Fiberoptiskt Kit för PDT (extra tillbehör). Perfekt vid Endo, Parod och Implantat.
- Aktivering direkt på "pennan". Inga sladdar eller extrapedaler på golvet.



FiberKit (extra tillbehör)

- Effektivt och säkert
- Ingen värmeutveckling
- Effektiv bakteriereduktion
- För Endo, Parod och Implantat

Set om 20 fiberspetsar 97-250-006

För frågor om LASER:

SWEDE DENTAL

Telefon: 019-14 02 75
daniel@swededental.se
www.swededental.se